



Fiche programme « Bilan nutritionnel »



PHARMAGEST

Une activité du Groupe Equasens

5 allée de Saint Cloud - B.P. 117 - 54601 VILLERS-LES-NANCY CEDEX

pharmagest.com

Assistance clientèle

0 820 908 300

Service 0,15 € / min
+ prix appel



[Assistance en ligne](#)



Sommaire

Objectifs du programme	3
Détails du programme - Provisionning	4
Le ciblage patient	4
Le descriptif du programme	4
Liste des patients adhérents au programme	4
Inclure un patient existant dans le programme	5
Contenu du programme	7
Suivi des constantes	7
Ajouter / Modifier/ Supprimer des valeurs	7
Paramétrer des seuils d'alertes	8
Notifications	9
Entretiens	11
Réaliser un entretien	12
Liste des entretiens	14
Consulter/ Modifier un entretien	15
Activité	16
Fermeture d'un dossier	18

Objectifs du programme

Vous trouverez dans ce programme toutes les modalités pratiques pour effectuer un bilan nutritionnel sur les indications suivantes : articulation, tonus, vue et sommeil.

Ce programme a été élaboré par **Marque Verte**.

Détails du programme - Provisionning

La partie dédiée au provisionning, accessible depuis le tableau de bord en cliquant sur « Programme ouvert », se découpe en 3 parties :

- Le **ciblage patient** : qui permet de connaître le potentiel de patient pouvant être suivi dans ce programme.
- Le **descriptif du programme**
- La **liste des patients** adhérents au programme

Le ciblage patient


Ce programme étant de type bien-être, il ne nécessite pas de ciblage spécifique des patients.

Le descriptif du programme

Le descriptif du programme, que vous trouverez dans la rubrique « **description du programme** » vous détaille principalement toutes les actions que vous pouvez réaliser avec vos patients dans le cadre de celui-ci.

Liste des patients adhérents au programme

En haut à droite, de l'écran, dès que vous avez commencé à créer des dossiers patients liés à ce programme, vous pouvez en cliquant sur le lien « Voir la liste des patients », consulter la liste des patients qui ont un **dossier de suivi actif** pour ce programme.



Par défaut, il s'affiche la liste des patients actifs.

Vous avez la possibilité d'utiliser les filtres suivants :

- **Statut de dossier** : actif/inactif, pour afficher les patients qui sont ou ont été suivi dans ce programme
- **Programme** : liste tous les programmes auxquels vous êtes abonnés
- **Statut du programme** : actif/inactif pour afficher les patients qui sont suivi ou ont été suivi dans tel ou tel programme.

Dans la liste des patients pour ce programme vous la possibilité d'accéder à leur dossier en cliquant sur le bouton « **Voir le dossier** ».

Inclure un patient existant dans le programme


L'inclusion des patients dans le programme se fait uniquement de façon manuelle.

Pour cela, il vous suffit d'utiliser la barre de recherche présente dans le menu et de rechercher votre patient.

Cliquez sur le nom du patient.



Vous arrivez sur son Dossier de Suivi. Cliquez alors sur le bouton « **Modifier le dossier** » en haut à droite.



Puis cliquez sur « **Accord du patient** » pour le programme Bilan Nutritionnel, afin d'y inclure ce patient

☐ **Actif** ☐ **Inactif**
 Accord patient : ☒
 Donnée le : 07/04/2016

Prénom * Marcel
 Nom de jeune fille
 Né le * 22 avril 1927
 Sexe * M
 INSC (Identifiant National de Santé)
 Numéro et nom de la rue * 101 AVENUE DE VERDUN
 Code postal * 93390
 Ville * CLICHY SOUS BOIS
 *: champs obligatoires

Tel Fixe
 Tel Mobile
 Métier

▼ PROGRAMMES

Nom	Etat	Document	Accord du patient*
Fragilité			<input type="checkbox"/>
BPCO			<input type="checkbox"/>
Observance		<input type="button" value="Télécharger la charte d'adhésion"/>	<input checked="" type="checkbox"/> donné le : 07/04/2016
Asthme			<input checked="" type="checkbox"/> donné le : 08/04/2016
Sommeil			<input type="checkbox"/>
Bilan Nutritionnel		<input type="button" value="Télécharger la charte d'adhésion"/>	<input checked="" type="checkbox"/> donné le : 07/04/2016
AVK		<input type="button" value="Télécharger la charte d'adhésion"/>	<input checked="" type="checkbox"/> donné le : 07/04/2016

Pensez à déclarer l'adhésion du patient au dispositif d'accompagnement aux programmes AVK et asthme sur [l'espace pro Ameli](#).
 *Obligatoire pour toute ouverture de programme. Sans le recueillement de celui-ci, vous ne pourrez pas accéder à son dossier.

► INFORMATIONS MÉDICALES
 ► PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Cliquez sur « **Enregistrer** » pour prendre en compte cet ajout.

Le Dossier de suivi du patient s'affiche alors, et on remarque l'apparition de l'onglet « Bilan nutritionnel » que vous pouvez commencer à utiliser.

Logiciel de Suivi d'Observance

DRASSUOB Marcel
 88 ans, CLICHY SOUS BOIS
 Tél Fixe
 Tél Mobile
 INS 038050645 14118986 12752
 101 AVENUE DE VERDUN

ALLERGIES COMMENTAIRES HABITUDES ALIMENTAIRES

Etat général AVK Observance **Bilan Nutritionnel** Asthme

Activité Constantes

Tous les dossiers de type pharmacie-learning / Actif

Contenu du programme

Pour chaque patient, dans son Dossier de suivi vous avez désormais accès à l'onglet Bilan nutritionnel.

Suivi des constantes

Dans le Dossier de suivi vous arrivez sur l'onglet Constantes.

En cochant la case « **Bilan nutritionnel** », il s'affiche uniquement les constantes afférentes :

- le poids
- un score « **Bien-être et vitalité** »

The screenshot shows the 'Logiciel de Suivi d'Observance' interface. At the top, there's a header with the logo, a search bar, and user information (Bonjour Administrateur DIATELIC). Below this is a patient profile for 'DRASSUOB Marcel', 88 years old, with contact details and address. A navigation bar includes 'ALLERGIES', 'COMMENTAIRES', and 'HABITUDES ALIMENTAIRES'. The main content area has tabs for 'Etat général', 'AVK', 'Observance', 'Bilan Nutritionnel', and 'Asthme'. The 'Constantes' sub-tab is active, showing checkboxes for 'Général', 'AVK', and 'Bilan Nutritionnel' (which is checked and highlighted with a red box). A button 'Saisir un nouveau relevé' is present. Below, the 'POIDS' constant is shown with a value of 125 and a red box around the '+' icon for adding a new value.

Ajouter / Modifier/ Supprimer des valeurs

- + Pour **ajouter des valeurs**, il vous suffit de cliquer sur l'icône au bout de chaque constante et de renseigner la pop-up.

Nouvelle valeur

Date


Poids (kg)

Commentaire

Valider **Annuler**

Pour modifier ou supprimer une valeur, en mode graphique, il vous suffit de cliquer sur la valeur dans le graphique et de mettre à jour la pop-up avec la nouvelle valeur. La modification est instantanée.

Pour **supprimer**, cliquez sur le bouton « **Supprimer** ».



Remarque : pour la constante « **Bien-être et vitalité** », vous ne pouvez pas modifier une valeur qui est issue d'un entretien.

Paramétrer des seuils d'alertes

Logiciel de Suivi d'Observance

Bonjour Administrateur DIATELIC

DRASSUOB Marcel
88 ans, CLICHY SOUS BOIS

Tél Fixe
Tél Mobile
INS 0380506451411898612752

101 AVENUE DE VERDUN

ALLERGIES COMMENTAIRES HABITUDES ALIMENTAIRES

Etat général AVK Observance **Bilan Nutritionnel** Asthme

Activité Constantes

Tous les dossiers de type pharmacieE-learning / Actif

Général AVK Bilan Nutritionnel

Saisir un nouveau relevé

TEMPÉRATURE

Aucune donnée

SATURATION

Des seuils par défaut

Nous avons pour chaque constantes, paramétré des seuils par défaut.

- Cliquez sur l'icône rouage, pour visualiser ses seuils.

Des seuils paramétrables par patient

Pour chaque patient, pour chaque constante, vous pouvez paramétrer un seuil d'alerte.

- Il vous suffit de cliquer sur l'icône au bout de chaque constante et de renseigner la pop-up puis de valider.

Paramétrage des alertes

Seuil minimal 5
Seuil maximal 10
☐ Rétablir les seuils par défaut


Valider Annuler

Vous pouvez à tout moment remettre les seuils par défaut en cochant la case « Rétablir les seuils par défaut ».


Notifications

Dès lors qu'une saisie de constantes est inférieure ou supérieure au seuil, vous êtes alerté

- Lors de la saisie par un **message d'alerte** qui s'affiche en haut du Dossier de suivi



- Dans le **menu Activité**



Cliquez sur la ligne pour voir le détail de l'alerte.

Cliquez sur le bouton Acquitter, pour prendre en compte cette alerte.

- Dans le **centre de notification du LGPI**



Entretiens

Dans le cadre de ce programme, vous pouvez passer autant d'entretien que vous souhaitez à votre patient.

Réaliser un entretien

Cliquez sur le bouton « **Nouveau** » pour ajouter un premier entretien. Sélectionnez dans la liste l'entretien.

The screenshot displays the 'Logiciel de Suivi d'Observance' interface. At the top, there's a header with the logo, search bar, settings icon, and user info 'Bonjour Administrateur DIATELIC'. Below this is a patient profile for 'DRASSUOB Marcel', 88 years old, with contact details and address. A navigation bar includes 'Etat général', 'AVK', 'Observance', 'Bilan Nutritionnel' (selected), and 'Asthme'. The main content area is titled 'Entretiens et informations' and shows a message: 'Il n'y a actuellement aucun entretien de saisi. Vous pouvez commencer à en saisir en cliquant sur le bouton NOUVEAU.' A red box highlights a '+ Nouveau' button with a dropdown menu containing: 'Entretien libre', 'Bien être et vitalité', 'Douleurs articulaire', 'Tonus et vitalité', and 'Fatigue oculaire'. To the right, there's a 'Fiches conseil' section with a list of topics: 'Soulager les articulations', 'Souplesse et gêne articulaire', 'Stress et Sommeil', and 'Stress et Sommeil'. A 'Télécharger' button is at the bottom right.

Remplissez le questionnaire

Logiciel de Suivi d'Observance

Bonjour Administrateur DIATELIC

DRASSUOB Marcel
88 ans, CLICHY SOUS BOIS
Tél Fixe
Tél Mobile
INS 0380506451411898612752
101 AVENUE DE VERDUN

ALLERGIES COMMENTAIRES HABITUDES ALIMENTAIRES

Etat général AVK Observance Bilan Nutritionnel Asthme

Activité Entretiens et informations

Tous les dossiers de type pharmacie / Actif

Revenir à la liste

Bien être et vitalité 10 min

Tout ouvrir

GÉNÉRAL AVANCEMENT

Faites-vous des repas copieux le soir ?

1

Fiches conseil

- ☐ Soulager les articulations
- ☐ Souplesse et gêne articulaire
- ☐ Stress et Sommeil
- ☐ Stress et Sommeil

Télécharger

Dans la colonne « **Fiches Conseils** », cochez la fiche conseil que vous souhaitez télécharger, afin de la remettre à votre patient.

Terminez l'entretien en cliquant sur « **Enregistrer l'entretien** ».

Réaliser un entretien

Cliquez sur le bouton « **Nouveau** » pour ajouter un premier entretien. Sélectionnez dans la liste l'entretien.

The screenshot shows the 'Logiciel de Suivi d'Observance' interface. At the top, there's a header with the logo, a search bar, and a settings icon. The user is logged in as 'Administrateur DIATELIC' with a 'Bonjour' greeting. The main content area displays the patient's profile for 'DRASSUOB Marcel', 88 years old, from 'CLICHY SOUS BOIS'. It includes contact information: 'Tél Fixe', 'Tél Mobile', and 'INS 0380506451411898612752'. The address is '101 AVENUE DE VERDUN'. Below the profile, there are tabs for 'Etat général', 'AVK', 'Observance', 'Bilan Nutritionnel' (selected), and 'Asthme'. A sub-header shows 'Activité' and 'Entretiens et informations'. A message states: 'Il n'y a actuellement aucun entretien de saisi. Vous pouvez commencer à en saisir en cliquant sur le bouton NOUVEAU.' A dropdown menu is open next to the '+ Nouveau' button, listing options: 'Entretien libre', 'Bien être et vitalité', 'Douleurs articulaire', 'Tonus et vitalité', and 'Fatigue oculaire'. On the right, there's a 'Fiches conseil' section with a list of topics: 'Soulager les articulations', 'Souplesse et gêne articulaire', 'Stress et Sommeil', and 'Stress et Sommeil'. At the bottom right, there's a 'Télécharger' button with a printer icon.

Remplissez le questionnaire

The screenshot displays the LSO (Logiciel de Suivi d'Observance) interface. At the top, there's a header with the LSO logo, the text 'Logiciel de Suivi d'Observance', a search bar, and a settings icon. On the right, it says 'Bonjour Administrateur DIATELIC'. Below the header, the patient's profile for 'DRASSUOB Marcel' is shown, including age (88 ans), location (CLICHY SOUS BOIS), and contact information. The main navigation bar includes 'ALLERGIES', 'COMMENTAIRES', and 'HABITUDES ALIMENTAIRES'. The 'Bilan Nutritionnel' tab is selected. A sidebar on the right, titled 'Fiches conseil', lists several advice sheets: 'Soulager les articulations', 'Souplesse et gêne articulaire', 'Stress et Sommeil', and 'Stress et Sommeil'. A 'Télécharger' button is at the bottom of this list. The main content area shows a question 'Faites-vous des repas copieux le soir ?' and a large empty box for the answer. A 'Revenir à la liste' button is in the top left, and a 'Bien être et vitalité 10 min' button is in the top right.

Dans la colonne « **Fiches Conseils** », cochez la fiche conseil que vous souhaitez télécharger, afin de la remettre à votre patient.

Terminez l'entretien en cliquant sur « **Enregistrer l'entretien** ».

Liste des entretiens

Après validation de l'entretien, vous revenez sur l'écran qui vous liste les entretiens réalisés.

En cliquant sur le bouton « **Nouveau** » vous pouvez faire passer de nouveaux entretiens.

MONROE Marylène
74 ans
Tél
INS

ALLERGIES COMMENTAIRES HABITUDES ALIMENTAIRES

Etat général Bilan Nutritionnel

Activité Entretiens et informations Actif

RENDRE-VOUS DU 08 juin 2015

Questionnaire
Bien être et vitalité
PREVOT Benjamin

Synthèse de l'entretien

Eléments remis
Aucune fiche n'a été remise

Imprimer Supprimer

Score : Moyenne indicateurs 6.0

RENDRE-VOUS DU 03 juin 2015

Fiches conseil

- ☐ Soulager les articulations
- ☐ Souplesse et gêne articulaire
- ☐ Stress et Sommeil
- ☐ Stress et Sommeil

Pour chaque entretien passé vous pouvez :

- Voir la date du rendez-vous
- Voir quel entretien a été réalisé et par qui dans l'officine
- Avoir un aperçu de la synthèse de l'entretien
- Les fiches conseils remis
- Les résultats du score
- Un bouton Imprimer pour remettre un compte-rendu au patient.

Consulter/ Modifier un entretien

MONROE Marylène
74 ans
Tél
INS

ALLERGIES COMMENTAIRES HABITUDES ALIMENTAIRES

Etat général Bilan Nutritionnel

Activité Entretiens et informations Actif

RENDZ-VOUS DU 08 juin 2015

Questionnaire
Bien être et vitalité
PREVOT Benjamin

Synthèse de l'entretien

Eléments remis
Aucune fiche n'a été remise

Score : Moyenne indicateurs 6.0

RENDZ-VOUS DU 03 juin 2015

Fiches conseil

- ☐ Soulager les articulations
- ☐ Souplesse et gêne articulaire
- ☐ Stress et Sommeil
- ☐ Stress et Sommeil


Cliquez sur le nom de l'entretien pour accéder au détail et si besoin le modifier.

Cliquez sur le bouton « **Enregistrer l'entretien** » pour prendre en compte vos modifications.


Activité




Dans l'onglet Activité, nous affichons de façon automatique des événements du dossier (*création du dossier, prise de constantes, ajout de documents etc.*). Vous pouvez également ajouter vos propres remarques en cliquant sur le bouton « **Nouvelle note** ».

Dans le cas où des alertes sur les constantes auraient été reçues, vous pouvez les acquitter, en cliquant sur le bouton « **Acquitter** » au bout de la ligne. Le bouton « **Tout acquitter** », permet de faire cette même action pour toutes les alertes.


Logiciel de Suivi d'Observance

Bonjour
Administrateur DIATELIC

**DRASSUOB Marcel**
88 ans, CLICHY SOUS BOIS



ALLERGIES**COMMENTAIRES****HABITUDES ALIMENTAIRES**

Modifier le dossier

Tél Fixe
Tél Mobile
INS 0380506451411898612752

101 AVENUE DE VERDUN

Etat général **Bilan Nutritionnel**

Activité **Constantes**

Actif

Activité

☒ Tout acquitter ☐ Nouvelle note

Type	Message	Date	Type d'alerte	Programme	
Alerte	Température à 39.50 °C le 3 juin 2015	03/06/2015	Modification de constante	Etat général	<input type="button" value="Acquitter"/>
Alerte	Température à 39.50 °C le 3 juin 2015 au dessus du...	03/06/2015	Seuil de constante atteint	Etat général	<input checked="" type="checkbox"/> 03/06/2015 par B PREVOT

Fermeture d'un dossier

A tout moment, vous pouvez rendre inactif le programme. Cela signifie que le patient ne pourra plus être suivi pour ce programme Bilan Nutritionnel. Pour ce faire allez dans le dossier du patient, cliquez sur « Modifier le dossier » puis dirigez-vous vers la rubrique « **Programmes** » et décochez « **Accord du patient** » du programme concerné. Enfin, cliquez sur « **Enregistrer** ».

Il est cependant possible de rendre à nouveau le dossier actif en revenant sur l'écran de Modification du dossier du patient. A chaque fermeture de dossier, il est proposé d'exporter le dossier en format PDF. Le contenu du programme pourra ainsi être remis au patient.

